

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Wasmiddel v. fijne/bonte was, vloeibaar concentraat, mild alkalisch, 20 l  
zeer effectief, fosfaatvrij, met EU ecolabel.



- Voor de optimale reiniging van kwetsbaar textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Vrij van optische witmakers en bleekmiddelen
- Korte houdtijd en schuimbepkend
- Goed eiwit- en vetoplossend vermogen
- Voorzien van het EU ecolabel

EAN: 4002516365464 / Materiaalnummer: 11520260 / Oud Materiaalnummer: 59702301DE

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Waswerking</b>	
Onthechtingskracht van vuil	Goed
Oplossen van eiwit	Goed
Oplossen van vet	Goed
<b>Dosering</b>	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	8,0-9,0
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Gebruik</b>	
Hotels, gastronomie	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Wasmiddel voor fijne/bonte was
Alkaliteit	Mild alkalisch
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkaliën, Conserveringsmiddel, Tensides
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Schuimbepkend	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,09
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale opslagtemperatuur in °C	4
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	385
Buitenmaat, nettobreedte in mm	258
Buitenmaat, nettdiepte in mm	294
Buitenmaat, brutohoogte in mm	378,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	256,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	288,00
Vulgewicht in g	21000
Brutogewicht in kg	22,00
Inhoud in ml	20000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•
EU-Ecolabel	•
<b>Controlenummers</b>	
EU-ecolabel: DE/039/020	•