

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Bleekmiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 10 l

voor het effectief verwijderen van hardnekkige vlekken.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Verwijdert vervuiling met vertrouwen
- Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
- Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators

EAN: 4002516365488 / Materiaalnummer: 11520320 / Oud Materiaalnummer: 59703201DE

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Waswerking</b>	
Bleekwerking	Heel goed
<b>Aanbevolen dosering</b>	
pH-waarde bij 20 °C	1,5-2,5
<b>Dosering</b>	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Gebruik</b>	
Wasserettes	•
Hotels, gastronomie	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	228,00
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Bleekmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof
Fosfaatvrij	•
Ideale zuurstofdrager in sop	•
Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,13
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	12
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	314
Buitenmaat, nettobreedte in mm	202
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	306,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	204,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	228,00
Vulgewicht in g	11300
Brutogewicht in kg	12,00
Inhoud in ml	10000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•
Verordening explosieve stoffen	•