

ProCare Tex 20 OB - 20 l
Bleekmiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 20 l
op zuurstofbasis.



- Voor de optimale verwijdering van hardnekkige vlekken
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
- Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators

EAN: 4002516365495 / Materiaalnummer: 11520350 / Oud Materiaalnummer: 59703301DE

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Bleekwerking	Heel goed
Dosering	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	1,5-2,5
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Bleekmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof
Fosfaatvrij	•
Ideale zuurstofdrager in sop	•
Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,13
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	12
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	385
Buitenmaat, nettobreedte in mm	258
Buitenmaat, nettodiepte in mm	294
Buitenmaat, brutohoogte in mm	378,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	256,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	288,00
Vulgewicht in g	22000
Brutogewicht in kg	23,00
Inhoud in ml	20000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
Verordening explosieve stoffen	•