

ProCare Tex 70 S - 20 l

Wasverzachter, vloeibaar concentraat, zuur, 20 l

vrij van microplastic.



- Voor het optimale onderhoud van textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Goede anti-statische eigenschappen bij mengweefsels
- Zeer goed hechtvermogen
- Geen verborgen geurstoffen

EAN: 4002516365525 / Materiaalnummer: 11520400 / Oud Materiaalnummer: 59704301DE

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Waswerking</b>	
Antistatische werking	Goed
Hechtvermogen	Heel goed
<b>Dosering</b>	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	3,5-4,5
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Gebruik</b>	
Wasserettes	•
Hotels, gastronomie	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Wasverzachter
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Geurstoffen
Fosfaatvrij	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	0,99
Vrij van microplastic	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale opslagtemperatuur in °C	4
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	12
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	385
Buitenmaat, nettobreedte in mm	258
Buitenmaat, nettodiepte in mm	294
Buitenmaat, brutohoogte in mm	378,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	256,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	288,00
Vulgewicht in g	20000
Brutogewicht in kg	21,00
Inhoud in ml	20000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•