

ProCare Tex 11 - 10 kg

Universeel wasmiddel, poedervormig reinigingsmiddel, mild-alkalisch, 10 kg een met enzymen versterkt, fosfaatvrij, krachtig wasmiddel.



- Voor de optimale reiniging van verschillende soorten textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen
- Biologisch werkzame enzymen, bevat actieve zuurstof
- Zeer goed vuil- en vetoplossend vermogen

EAN: 4002516365532 / Materiaalnummer: 11520420 / Oud Materiaalnummer: 59705201DE

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Heel goed
Oplossen van eiwit	Heel goed
Oplossen van vet	Heel goed
Bleekwerking	Heel goed
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	10,0-11,0
Dosering	
Doseerconcentratie kan worden aangepast	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Wasserettes	•
Hotels, gastronomie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Universeel wasmiddel (met bl.)
Alkaliteit	Alkalisch
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof, Alkaliën, Enzymen, Optische witmakers, Zeolieten
Biologisch effectief door speciale enzymen	•
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	0,60
Eenvoudige bediening	•
Opslaginstructies	
Minimale opslagtemperatuur in °C	0
Maximale opslagtemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	610
Buitenmaat, nettobreedte in mm	300
Buitenmaat, nettodiepte in mm	120
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	400,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700,00
Vulgewicht in g	10000
Brutogewicht in kg	11,00
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•