

KMTY

Gourmet-Teppanyaki

zorgt voor een unieke kookervaring op Miele inductiekookplaten.

EAN: 4002516349846 / Materiaalnummer: 11555900 /
Oud Materiaalnummer: 26996100EU1



- Voor de bereiding van gezonde en lichte gerechten
- Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid
- Gelijkmatic garen dankzij meerlagige roestvrijstalen plaat.
- Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie
- Niet geschikt voor gas- en elektrische kookplaten
- Buitenafmetingen: BxDxH 24,2 x 41 x 2,27 cm/braadoppervlak: BxD 21 x 34 cm