

ProCare Sure I-PM

Procesindicator, indicatorbogen

voor de visuele routinecontrole tijdens het reinigings- en desinfectieproces.



- Extra veiligheid bij routinematig gebruik
- Eenvoudig gebruik dankzij zelfklevende indicatoren
- 192 indicatoren per verpakkingseenheid
- Minimaal 36 maanden houdbaar vanaf de productiedatum
- Nauwkeurige toepassing met downloadbaar documentatieblad in PDF

EAN: 4002516364702 / Materiaalnummer: 11577000 / Oud Materiaalnummer: 68915101D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Belangrijkste toepassingen	
Medische laboratoria	•
Apotheken	•
Tandartspraktijk	•
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
Dokterspraktijken en klinieken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270,00
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	25
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Brutogewicht in kg	0