

ProCare Protein Check  
Controle op proteïne  
voor controle en kwalitatieve beoordeling van eventuele proteïneresten.

EAN: 4002516374169 / Materiaalnummer: 11626810 / Oud Materiaalnummer: 69910103D



- Test op resten na de reiniging en thermische desinfectie
- Nauwkeurige toepassing
- Korte inwerktijd van 3 minuten
- 3 eenheden per verpakking

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	28
Buitenmaat, brutobreedte in mm	157
Buitenmaat, brutodiepte in mm	232
Brutogewicht in kg	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	28
Buitenmaat, brutobreedte in mm	157
Buitenmaat, brutodiepte in mm	232
Nettogewicht in kg	0,18
Brutogewicht in kg	0,18