

WA CIP 0302 L

Caps Impraprotect

Impregneermiddel voor sport- en regenkleding, pakket met 3 capsules. EasyOpen.

EAN: 4002516381464 / Materiaalnummer: 11648260 /  
Oud Materiaalnummer: 11997152EU2



- Effectieve impregnering tegen vocht, wind en vuil
- Optimale resultaten en aansluitend een thermische fixatie
- Vrij van fluorkoolstofharsen
- Behoudt de ademingsactiviteit en elasticiteit van het textiel
- Caps van 100% gerecycled plastic – milieuvriendelijk
- Voor 3 toepassingen – te gebruiken in alle soorten wasmachines