

A 814/1

Houder

voor de optimale behandeling van punten voor Air Scalers en Piezo Scalers.



- Voor gebruik in module A 315/1 en bovenrekken A 105/1, O 177/1 en APWD 061
- Onafhankelijk van de fabrikant, voor verschillende punten
- Gebruik van meerdere houders in combinatie met A 813/1 mogelijk
- Inzet in de thermodesinfectoren PWD 8531 en PWD 8532 mogelijk

EAN: 4002516428558 / Materiaalnummer: 11691870 / Oud Materiaalnummer: 68681401D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Productcategorie</b>	
Houder	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Echotips [Aantal]	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	48
Buitenmaat, nettobreedte in mm	22
Buitenmaat, brutohoogte in mm	108
Buitenmaat, brutobreedte in mm	117
Buitenmaat, brutodiepte in mm	305
Nettogewicht in kg	0,76
Brutogewicht in kg	0,99