

A 814/1

Houder

voor de optimale behandeling van punten voor Air Scalers en Piezo Scalers.



- Voor gebruik in de bovenrekken A 105/1, O 177/1 en APWD 061
- Onafhankelijk van de fabrikant, voor verschillende punten
- Gebruik van meerdere houders in combinatie met A 813/1 mogelijk
- Inzet in de thermodesinfectoren PWD 8531 en PWD 8532 mogelijk

EAN: 4002516428558 / Materiaalnummer: 11691870 / Oud Materiaalnummer: 68681401D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Echotips [Aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	48
Buitenmaat, nettobreedte in mm	22
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,06
Brutogewicht in kg	0,77