

A 822

Adapter

voor gebruik van de A 814/1 in de injectorrekken van de PWD 8531 en PWD 8532.



- Voor gebruik in het injectorrek APWD 061

EAN: 4002516428565 / Materiaalnummer: 11691970 / Oud Materiaalnummer: 68682200D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Productcategorie</b>	
Adapter	•
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	16
Buitenmaat, nettobreedte in mm	20
Buitenmaat, nettodiepte in mm	20
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02