

A 865

Houder

voor het optimaal plaatsen van multifunctionele en 3F-spuiten.



- Bruikbaar in bovenrek A 105/1 en module A 315
- Compatibel met spuiten van groot aantal gebruikelijke fabrikanten

EAN: 4002516413752 / Materiaalnummer: 11709860 / Oud Materiaalnummer: 69686500D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Productcategorie</b>	
Houder	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	121
Buitenmaat, nettobreedte in mm	28
Buitenmaat, brutohoogte in mm	108
Buitenmaat, brutobreedte in mm	117
Buitenmaat, brutodiepte in mm	305
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	0,93