

A 865

Houder

voor het optimaal plaatsen van multifunctionele en 3F-spuiten.



- Bruikbaar in bovenrek A 105/1 en module A 315
- Compatibel met spuiten van groot aantal gebruikelijke fabrikanten

EAN: 4002516413752 / Materiaalnummer: 11709860 / Oud Materiaalnummer: 69686500D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Productcategorie</b>	
Houder	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	121
Buitenmaat, nettobreedte in mm	28
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	108
Buitenmaat, brutobreedte in mm	117
Buitenmaat, brutodiepte in mm	305
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	0,93