

A 317

Inzet

voor het optimaal plaatsen van 6 zeefschalen.



- Uitgerust met 7 houders (6 vakken)
- Schuif voor verschillende apparaatseries instelbaar

EAN: 4002516413875 / Materiaalnummer: 11710110 / Oud Materiaalnummer: 68631700D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor trays/bladen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	6
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
<b>Capaciteit</b>	
Trays/dienbladen [aantal]	6
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	142
Buitenmaat, nettobreedte in mm	154
Buitenmaat, nettodiepte in mm	465
Buitenmaat, brutohoogte in mm	220
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	0,83
Brutogewicht in kg	2,43