

A 830/1

Gebruik

voor het optimale plaatsen van de werkuiteinden van demonteerbare mondspiegels.



- Voor gebruik in inzet E 337/1 en E 802/1
- 3 vakken Ø 8 mm, 14 vakken 10 x 19 mm, 2 vakken 8 x 19 mm
- Handgrepen van mondspiegels in vakken van de inzetten instelbaar
- Geschikt voor mondspiegels ≥ 3

EAN: 4002516429203 / Materiaalnummer: 11729480 / Oud Materiaalnummer: 68683001D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Aantal vakken	16
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	14
Buitenmaat, nettobreedte in mm	49
Buitenmaat, nettodiepte in mm	159
Buitenmaat, brutohoogte in mm	67
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	230
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02