


APST 009

Houder, draaibaar tot 90 graden
voor gebruik in PST 1710 en PST 1720.



- Geschikt voor maximaal 5 standaardtrays
- Indien 90° gedraaid geschikt voor 2 containers/cassettes
- Oppervlakte – cassetegrootte (mm): 190 x 70 x 300

EAN: 4002516480815 / Materiaalnummer: 11748620 / Oud Materiaalnummer: 68900010D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 1710	•
PST 1720	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van oogheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Capaciteit	
Trays/dienbladen [aantal]	5
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	0,38
Brutogewicht in kg	0,90