

A 813/1

Adapter

voor het optimaal behandelen van transmissie-instrumenten met externe spray.



- Voor gebruik in het bovenrek A 105/1 en in het rek APWD 061
- Tweedelig, een boven- en ondergedeelte incl. accessoires

EAN: 4002516432555 / Materiaalnummer: 11763880 / Oud Materiaalnummer: 68681301D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Productcategorie</b>	
Houder of adapter voor hand- en hoekstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Hand- en hoekstukken [aantal]	4
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	120
Buitenmaat, nettobreedte in mm	120
Buitenmaat, nettodiepte in mm	300
Buitenmaat, brutohoogte in mm	108
Buitenmaat, brutobreedte in mm	117
Buitenmaat, brutodiepte in mm	305
Nettogewicht in kg	0,19
Brutogewicht in kg	1,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 362 blindschroef [aantal]	3
Sproeier met siliconen slang [aantal]	4