

GS RA 503 L

Glansspoelmiddel, 500 ml

voor een optimaal droogproces en voorkomt glascorrosie.

EAN: 4002516430964 / Materiaalnummer: 11772110 /  
Oud Materiaalnummer: 21995532EU2



- Stralende glans voor uw glazen
- Ondersteunt het drogen van uw servies
- Met glasbescherming tegen glascorrosie
- Nauwkeurige en eenvoudige dosering dankzij speciale dop
- Fles van 100% oud plastic – milieubesparend