

KSB 70

Sorteerbox PerfectFresh

voor het overzichtelijk bewaren van levensmiddelen in de koelkast.

EAN: 4002516467496 / Materiaalnummer: 11779620 /  
Oud Materiaalnummer: 36996113EU1



- Van hoogwaardig, transparant kunststofmateriaal
- Bestemd voor het flexibel en overzichtelijk bewaren
- Kan zijdelings worden verschoven in het PerfectFresh-vak
- Bijzonder geschikt voor drukgevoelige levensmiddelen zoals bessen
- optimaal voor de PerfectFresh Active en Pro-lade K 7000