

## DKFS 31-R

Regeneerebaar Longlife AirClean anti-geurfilter  
voor Miele afzuigkappen met luchtcirculatie DAS 2x20, DAS 4x20 en DAS 4x30.



EAN: 4002516441892 / Materiaalnummer: 11793540 /  
Oud Materiaalnummer: 28996436EU1

- Set voor de eerste ingebruikname
- Merkbaar frisse lucht met een neutrale geur in de hele keuken
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Lage stromingsweerstand dankzij bijzondere constructie
- Inhoud: 2 filters DKF 31-R plus frame