

XKM 3200 WL LMD

Communicatiemodule

voor aansluiting op Miele MOVE, Segosoft Miele Edition of andere docu-software.

EAN: 4002516567226 / Materiaalnummer: 11795280 / Oud Materiaalnummer: 68822103D



- Verbinding met Miele Cloud via nieuwste technologie
- Veilige overdracht via gecodeerd wifi of ethernet
- REST-interface met levering van gegevens in JSON-indeling
- Flexibele werking in het lokale netwerk
- Er worden max. 30 procesprotocollen in het apparaat opgeslagen
- Deze module is niet compatibel met DataDiary

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Toepassingsgebied	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van orthopedische OK-instrumenten	•
Herverwerking van intramedullaire spijkers/boren	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	39
Buitenmaat, nettobreedte in mm	88
Buitenmaat, nettodiepte in mm	110
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	295
Nettogewicht in kg	0,61
Brutogewicht in kg	0,86

XKM 3200 WL LMD

Communicatiemodule

voor aansluiting op Miele MOVE, Segosoft Miele Edition of andere docu-software.

EAN: 4002516567226 / Materiaalnummer: 11795280 / Oud Materiaalnummer: 68822103D



Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
FCC	•
UKCA	•
EAC	•