

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Allround reinigingsmiddel, mild alkalisch, 1 l

m. wijde hals voor optimaal behandelen v standaard- & transmissie-instrumenten.



- Krachtiger en tegelijk behoedzamer reinigingsmiddel
- Geschikt voor alle soorten instrumenten
- Speciale, geselecteerde en hoogwaardige inhoudsstoffen
- Schuimarm en vrij van geur- en kleurstoffen
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269348 / Materiaalnummer: 11847720 /
Oud Materiaalnummer: 6980M0481V1

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Toepassingsmogelijkheden	
Verwijderen van bloed	Zeer goed
Verwijderen van organische resten	Zeer goed
Verwijderen van resten van weefsel- en celculturen	Zeer goed
Verwijdering van slijm van medische instrumenten	Sehr gut
Vermindert de hechting van verontreinigingen aan oppervlakken	Sehr gut
Aanbevolen dosering	
Grote opening voor doseerlans	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	10,0
Belangrijkste toepassingen	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Mildalkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Enzymen,Complexvormers zonder fosfaat,Conserveringmiddel,Fosfaat,Oppervl. actieve stof (Tenside),niet-ionische tensiden
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor aluminium	•
Geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor keramiek	•
Goed reinigingsvermogen	•
Materiaalbescherming	•
Veelzijdig	•
Zeer behoedzame reiniging van materiaal	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
Geschikt voor kwetsbare materialen	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Geschikt voor non-ferrometalen	•
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Geschikt voor microchirurgische instrumenten	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Allround reinigingsmiddel, mild alkalisch, 1 l

m. wijde hals voor optimaal behandelen v standaard- & transmissie-instrumenten.



EAN: 7612594269348 / Materiaalnummer: 11847720 /

Oud Materiaalnummer: 6980M0481V1

Geschikt voor MIS-instrumenten	•
Geschikt voor apparatuur in de anesthesie	•
Geschikt voor beademingsapparatuur	•
Geschikt voor afdelingsinstrumenten	•
Geschikt voor aluminium sterilisatiehouders	•

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	244
Buitenmaat, nettobreedte in mm	83
Buitenmaat, nettodiepte in mm	83
Buitenmaat, brutohoogte in mm	244
Buitenmaat, brutobreedte in mm	83
Buitenmaat, brutodiepte in mm	83
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000

Conformiteiten, keurmerken

CE	•
----	---