

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

met wijde hals, voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.



- Mild neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
- Zeer behoedzame reiniging, tensidevrij
- Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 MA
- Combineerbaar met Miele doseerlanzen door de wijde flessenhals
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269409 / Materiaalnummer: 11847790 /

Oud Materiaalnummer: 6980M0581V1

| Productcategorisatie | |
|--|--------------------------|
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch | • |
| Toepassingsmogelijkheden | |
| Verwijder alkalische resten behoedzaam van te behandelen instrumenten en accessoires | Sehr gut |
| Aanbevolen dosering | |
| Aanbevolen dosering per spoelgang | 1-3 ml/l (0,1-0,3%) |
| Grote opening voor doseerlanzen | • |
| pH-waarde van gebruikte oplossing | 2,6 |
| Belangrijkste toepassingen | |
| Algemene geneeskunde | • |
| Chirurgie | • |
| Dermatologie | • |
| Gynaecologie | • |
| Keel-, neus- en oorheelkunde | • |
| Oogheelkunde | • |
| Urologie | • |
| Producteigenschappen | |
| Mediatype | Zuur neutralisatiemiddel |
| Aggregatietoestand | Vloeibaar concentraat |
| Inhoudsstoffen | Organische zuren |
| Minimale opslagtemperatuur in °C | 5 |
| Maximale opslagtemperatuur in °C | 25 |
| Geschikt voor roestvrij staal | • |
| Geschikt voor aluminium | • |
| Geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium | • |
| Geschikt voor keramiek | • |
| Vorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed | • |
| Vrij van tensiden | • |
| Neutralisatie van overgedragen alkaliresten | • |
| Vorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer | • |
| Geschikt voor standaardinstrumenten | • |
| Geschikt voor geanodiseerd aluminium | • |
| Geschikt voor neutralisatie van niet-geanodiseerd aluminium | • |
| Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires | • |
| Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen | • |
| Geschikt voor chirurgische instrumenten | • |
| Geschikt voor microchirurgische instrumenten | • |
| Geschikt voor apparatuur in de anesthesie | • |
| Geschikt voor beademingsapparatuur | • |
| Geschikt voor afdelingsinstrumenten | • |
| Geschikt voor aluminium sterilisatiehouders | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 244 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 83 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 83 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 244 |

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

met wijde hals, voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.



EAN: 7612594269409 / Materiaalnummer: 11847790 /

Oud Materiaalnummer: 6980M0581V1

| | |
|-----------------------------------|------|
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 83 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 83 |
| Brutogewicht in kg | 1 |
| Inhoud in ml | 1000 |
| Conformiteiten, keurmerken | |
| CE | • |