

ProCare Med 30 C - 5 l
Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l
voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.



- Mild neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
- Zeer behoedzame reiniging, tensidevrij
- Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 MA
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269447 / Materiaalnummer: 11847800 /
Oud Materiaalnummer: 6980M0511V1

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Toepassingsmogelijkheden	
Verwijder alkalische resten behoedzaam van te behandelen instrumenten en accessoires	Sehr gut
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-3 ml/l (0,1-0,3%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	2,6
Belangrijkste toepassingen	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Organische zuren
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor aluminium	•
Geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor keramiek	•
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Vrij van tensiden	•
Neutralisatie van overgedragen alkali-resten	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor neutralisatie van niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Geschikt voor microchirurgische instrumenten	•
Geschikt voor apparatuur in de anesthesie	•
Geschikt voor beademingsapparatuur	•
Geschikt voor afdelingsinstrumenten	•
Geschikt voor aluminium sterilisatiehouders	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	214
Buitenmaat, nettobreedte in mm	143
Buitenmaat, nettodiepte in mm	246
Buitenmaat, brutohoogte in mm	214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	143

ProCare Med 30 C - 5 l
Neutralisatiemiddel, zuur, 5 l
voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.



EAN: 7612594269447 / Materiaalnummer: 11847800 /
Oud Materiaalnummer: 6980M0511V1

Buitenmaat, brutodiepte in mm	246
Brutogewicht in kg	6
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•