

## ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor optimale neutralisatie op basis van anorganische zuren.



- Voor het verwijderen van alkalische resten
- Niet geschikt voor aluminium en zink, tensidevrij
- Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 A
- Doseren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkhulp
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269607 / Materiaalnummer: 11847890 /  
Oud Materiaalnummer: 6980M0601V1

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Mogelijkheden	
Verwijder alkalische resten behoedzaam van te behandelen instrumenten en accessoires	•
Dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1-3 ml/l (0,1-0,3%)
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-3 ml/l (0,1-0,3%)
Kleine opening als schenkhulp	•
Handmatige dosering	•
Belangrijkste toepassingen	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Anorganische zuren
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
pH-waarde bij 20 °C	1,0
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor keramiek	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Niet geschikt voor aluminium	•
Vrij van tensiden	•
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	85
Buitenmaat, nettodiepte in mm	85
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	84,50

## ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

voor optimale neutralisatie op basis van anorganische zuren.



EAN: 7612594269607 / Materiaalnummer: 11847890 /  
Oud Materiaalnummer: 6980M0601V1

Buitenmaat, brutobreedte in mm	85
Buitenmaat, brutodiepte in mm	84,50
Buitenmaat, brutodiepte in mm	85
Brutogewicht in kg	1,15
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
CE	•
GHS/CLP-conform	•