

ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

met schenkhulp, voor optimale neutralisatie op basis van anorganische zuren.



- Sterk neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
- Niet geschikt voor aluminium en zink, tensidevrij
- Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 A
- Dosereren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkhulp
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269607 / Materiaalnummer: 11847890 /
Oud Materiaalnummer: 6980M0601V1

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Toepassingsmogelijkheden	
Verwijder alkalische resten behoedzaam van te behandelen instrumenten en accessoires	Sehr gut
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-3 ml/l (0,1-0,3%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	2,3
Kleine opening als schenkhulp	•
Belangrijkste toepassingen	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Anorganische zuren
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Vrij van tensiden	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliëresten	•
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	85
Buitenmaat, nettodiepte in mm	85
Buitenmaat, brutohoogte in mm	245
Buitenmaat, brutobreedte in mm	85
Buitenmaat, brutodiepte in mm	85
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•