

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Naspoelmiddel, neutraal, 1 l

met schenkhulp, voor naspoelen van instrumenten en utensiliën, biocompatibel.



- Duidelijk kortere droogtijden met minder vlekvorming
- Helder en schoon spoelen door verlaging van oppervlaktespanning
- Dosereren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkhulp
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269638 / Materiaalnummer: 11848250 /
Oud Materiaalnummer: 6980M0701V1

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Aanbevolen dosering	
pH-waarde van gebruikte oplossing	7,9
Kleine opening als schenkhulp	•
Belangrijkste toepassingen	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Naglansmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor aluminium	•
Geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor keramiek	•
Verbeterd en verkort het droogproces	•
Zeer goed afspoelbaar	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Geschikt voor microchirurgische instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	85
Buitenmaat, nettodiepte in mm	85
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	85
Buitenmaat, brutodiepte in mm	85
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•