

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Onderhoudsmiddel voor instrumenten, 200 ml

om te spuiten, voor het handmatige onderhoud van medische hulpmiddelen.



- Zorgt voor smering van verbindingen, scharnieren en glijvlakken
- Behoedzame reiniging om instrumenten tegen slijtage te beschermen
- Tegen wrijvingscorrosie, roest, vastlopen en vlekvorming
- Van hoogwaardige medische witte olie, zonder allergenen
- Dampdoorlatende olie, geschikt voor sterilisatie
- Recyclebare verpakking

EAN: 7612594269669 / Materiaalnummer: 11848680 /
Oud Materiaalnummer: 6980M0961V1

Productcategorisatie	
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Mogelijkheden	
Handmatig onderhoud	Sehr gut
Belangrijkste toepassingen	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Onderhoudsmiddelen
Inhoudsstoffen	Paraffineolie
Minimale opslagtemperatuur in °C	5
Maximale opslagtemperatuur in °C	25
Geschikt voor de handmatige behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Geschikt voor alle metalen die in medische hulpmiddelen worden gebruikt	•
Niet geschikt voor polymeren	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten met beweegbare onderdelen	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	174
Buitenmaat, nettobreedte in mm	50
Buitenmaat, nettodiepte in mm	50
Buitenmaat, brutohoogte in mm	174
Buitenmaat, brutobreedte in mm	50
Buitenmaat, brutodiepte in mm	50
Brutogewicht in kg	0
Inhoud in ml	200
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•