

Boost CX1 Allergy
Stofzuiger zonder zak
voor de hoogste eisen op het gebied van hygiëne in een compact ontwerp.



- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie
- Blijft altijd op het spoor dankzij TrackDrive
- Maximale luchthygiëne dankzij HEPA-filter: ideaal voor mensen met allergie
- Superieure en efficiënte reiniging door EcoTeQ Plus-zuigmond
- Zeer comfortabel in hoogte verstelbaar met de Comfort-telescoopbuis

* volgens EN 60312-1

EAN: 4002516458425 / Materiaalnummer: 11850040 /
Oud Materiaalnummer: 41NCF032CE

Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Boost CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SNCF0
Model en design	
Kleur	Cashmeregrijs
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Zuigbuis	Comfort-zuigbuis (telescopisch)
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
Mobiliteit	
TrackDrive	•
Actieradius in m	10
Snoerlengte in m	6,5
Filtersysteem	
Uitblaasfilter	HEPA AirClean-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	1,0
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	78,0
Breedte in mm	400
Hoogte in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Nominaal vermogen in W	890
Meegeleverde accessoires	
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Meubelzuigmond XXL SPD 20	•
Zuigmond SBD 660-3	•
Reinigingsborstel	Nee