

Boost CX1 Allergy  
Stofzuiger zonder zak  
voor de hoogste eisen op het gebied van hygiëne in een compact ontwerp.



- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie
- Blijft altijd op het spoor dankzij TrackDrive
- Maximale luchthygiëne door HEPA AirClean-filter\*
- Superieure en efficiënte reiniging door EcoTeQ Plus-zuigmond
- Zeer comfortabel in hoogte verstelbaar met de Comfort-telescoopbuis

\* volgens EN 60312-1

EAN: 4002516458425 / Materiaalnummer: 11850040 /  
Oud Materiaalnummer: 41NCF032CE

<b>Model</b>	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Boost CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SNCF0
Kleur apparaat	Cashmeregrijs
<b>Reiniging</b>	
Vortex-technologie	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Zuigbuis	Comfort-zuigbuis (telescopisch)
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Nominaal vermogen in W	890
<b>Mobiliteit</b>	
TrackDrive	•
Actieradius in m	10
Snoerlengte in m	6,5
<b>Filtersysteem</b>	
Uitblaasfilter	HEPA AirClean-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	1,0
<b>Technische gegevens</b>	
Maximaal vermogen in W	890
Volume in dB	78,0
Breedte in mm	400
Hoogte in mm	280
Gewicht in kg	7,8
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Meubelzuigmond XXL SPD 20	•
Zuigmond SBD 660-3	•
Reinigingsborstel	Nee