


APLW 107

Rek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetten.

EAN: 4002516525998 / Materiaalnummer: 11854290 / Oud Materiaalnummer: 69610700D



- Te plaatsen in de niveaus 2 tot en met 4
- Frontzijde open
- Voor het optimaal plaatsen van inzetten
- Met ingebouwde sproeiarm
- Afmetingen belading afhankelijk van positie en geplaatste rekken

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
In hoogte verstelbaar	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	151
Buitenmaat, nettobreedte in mm	559
Buitenmaat, nettodiepte in mm	594
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	575
Buitenmaat, brutodiepte in mm	650
Nettogewicht in kg	3,39
Brutogewicht in kg	5,01