


APLW 152

Rek

voor het plaatsen van diverse inzetten.



- Te plaatsen in niveau 1
- Beladingshoogte afhankelijk van overige geplaatste rekken
- Afmetingen belading: breedte 507 mm, diepte 545 mm

EAN: 4002516526001 / Materiaalnummer: 11854310 / Oud Materiaalnummer: 69615200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 7111	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	180
Buitenmaat, nettobreedte in mm	559
Buitenmaat, nettodiepte in mm	568
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	570
Buitenmaat, brutodiepte in mm	625
Nettogewicht in kg	2,33
Brutogewicht in kg	3,41