

APAC 003  
Actiefkoolstoffilter  
voor de Miele PAC 1045/1080.



EAN: 4002516479833 / Materiaalnummer: 11855140 / Oud Materiaalnummer: 59550003D

<b>Cat. apparaten/accessoires</b>	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
<b>Productcategorie</b>	
Actief koolstoffilter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Kleur	Zwart
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	610
Buitenmaat, nettobreedte in mm	70
Buitenmaat, nettodiepte in mm	45
Buitenmaat, brutohoogte in mm	45,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	70,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610,00
Nettogewicht [kg]	0,03
Brutogewicht in kg	0,12