

WA IM 253 L
Speciaal wasmiddel Impraprotect 250 ml
voor sport- en regenkleding.

EAN: 4002516464778 / Materiaalnummer: 11873090 /
Oud Materiaalnummer: 11997209INT



- Effectieve impregnering tegen vocht, wind en vuil
- Optimale resultaten en aansluitend een thermische fixatie
- Vrij van fluorkoolstofharsen
- Behoudt het ademende vermogen van het wasgoed
- Zeer zuinig in gebruik – voor 5 toepassingen
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.