

APST 011

Verbindingsset

voor CUBE/X-sterilisatoren met demineralisatiepatronen VE P 2000 en VE P 2800.



- Geschikt voor alle tafelsterilisatoren Cube en Cube X
- Voor de verbinding met VE P 2800 en VE P 2000

EAN: 4002516552017 / Materiaalnummer: 11878350 /

Oud Materiaalnummer: 689000010D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Rubber, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, grijs, Zwart, Transparant
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	290
Buitenmaat, brutobreedte in mm	102
Buitenmaat, brutodiepte in mm	324
Nettogewicht in kg	1,61
Brutogewicht in kg	1,80