

APLW 869
Accu
voor gebruik in de ATT 86.



- Oplaadtijd 5 uur
- Oplader APLW 868 is separaat verkrijgbaar.
- Oplaadcapaciteit: 2,9 Ah

EAN: 4002516562016 / Materiaalnummer: 11936210 / Oud Materiaalnummer: 69686900D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Blauw, grijs
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	239
Buitenmaat, nettobreedte in mm	117
Buitenmaat, nettdiepte in mm	75
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	350
Nettogewicht in kg	2,85
Brutogewicht in kg	3,01
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan de machinerichtlijn conform 2006/42/EG	•
RoHS-richtlijn	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
Bescherming tegen opspattend water IPX5	•
GS	•
TÜV	•
Voldoet aan de machinerichtlijn conform 2006/42/EG	•