

B 4847 FashionMaster
Stoomstrijksysteem
met display en extra steamer voor de beste strijkresultaten met veel comfort.



- Gelijkmatige stoomverdeling – Miele strijkzool (honingraatstr.)
- Professionele strijkresultaten dankzij de stoomdruk van 4.0 bar
- Comfortabel opbouwen/afbreken – 1-2-liftsysteem
- Beste strijkresultaten dankzij de actieve strijktafel
- Handig gladstrijken van hangende kleding – Steamer

EAN: 4002516527213 / Materiaalnummer: 11978150 / Oud Materiaalnummer: 13484721NL

Design	
Kleur strijkijzer	Antraciet/lotuswit
Kleur strijktafelovertrek	Braamrood
Perfect gestreken	
Strijkzool met honingraatstructuur	•
Stoomdruk in bar	4,0
Hoeveelheid stoom in g/min	100
Verticale stoom	•
Stoom vanaf temperatuurstand	2
Stoominjectie	•
Continustoom	•
Steamer	•
Actieve strijktafel (opblaas- en afzuigfunctie)	•
Afzuigfunctie	•
2e vermogensstand ventilator	•
Antikleef-strijkzool	•
Geteste virushygiëne	•
Tijdbesparend strijken	
Inhoud waterreservoir in l	1,25
Waterreservoir uitneembaar	•
Waterreservoir elk moment bij te vullen	•
Meerdere textiellagen strijken	•
Bedieningsgemak	
All-in-one	•
1-2-liftsysteem	•
Traploze hoogte-instelling met gasdrukveer in mm	830-1020
Vloervriendelijke loopwieltjes	•
Strijktafel met comfortzone	•
Automatisch in-/uitschakelen ventilator	•
Ventilator met memory-functie	•
Taalflexibiliteit	•
Begeleide eerste ingebruikneming	•
Begeleid ontkalken	•
Automatisch ontkalken	•
Automatisch spoelen	•
Opbergvak voor het strijkijzer	•
Opbergvak voor aansluitkabel en accessoires	•
Veiligheid	
CoolDown-functie	•
AutoOff-functie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	470
Afmetingen in mm (hoogte)	970
Afmetingen in mm (diepte)	1480
Afmetingen in mm (breedte), ingeklapt	470
Afmetingen in mm (hoogte), ingeklapt	1280
Afmetingen in mm (diepte), ingeklapt	370
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Antikleef-strijkzool	•

B 4847 FashionMaster Stoomstrijksysteem

met display en extra steamer voor de beste strijkresultaten met veel comfort.



EAN: 4002516527213 / Materiaalnummer: 11978150 / Oud Materiaalnummer: 13484721NL

Steamer	•
Premium strijktafelovertrek	•
Houder stoomslang	•
Teststrip voor het vaststellen van de waterhardheid	•
Ontkalkingstabletten	•

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,