

## Classic C1 Flex - SBAF5

### Stofzuiger met zak

met telescoopbuis voor aangenaam stofzuigen voor een gunstige instapprijs.



- Energiezuinig stofzuigen – 800 W
- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Flexibele kierenzuiger voor het reinigen van nissen en hoekjes
- Bijzonder licht – 5,8 kg met accessoires
- Moeiteloos grote oppervlakken stofzuigen door actieradius van 9 m

EAN: 4002516553854 / Materiaalnummer: 12029770 /  
Oud Materiaalnummer: 41BAF531CE

<b>Model</b>	
Sledestofzuiger met stofzuigerzak	•
Productnaam	Classic C1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SBAF5
Kleur apparaat	Lotuswit
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 6 standen
XXL-handgreep	•
Zuigbuis	Comfort Compact telescopische zuigbuis
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Nominaal vermogen in W	800
<b>Mobiliteit</b>	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	9
Snoerlengte in m	5,5
<b>Filtersysteem</b>	
Type stofzuigerzak	HyClean GN
Inhoud stofzuigerzak in l	4,5
Stofstandindicator	•
Uitblaasfilter	AirClean-filter
Motorfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingsysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
<b>Technische gegevens</b>	
Maximaal vermogen in W	800
Volume in dB	79,0
Breedte in mm	463
Hoogte in mm	221
Gewicht in kg	5,5
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Driedelige accessoires	op VarioClip
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Extra lange, flexibele kierenzuiger SFD 20	•
Reliëfborstel kunststof borstel	•
Zuigmond SBD 355-3	•
Filter	AirClean-filter
Reinigingsborstel	Nee
Teggoedbon stofzuigerzakken	•