

Blizzard CX1

Stofzuiger zonder zak

met EcoTeQ Plus-zuigmond voor energiezuinig stofzuigen en een goede reiniging.



- Bijzonder efficiënt en grondig door AirTeQ-zuigmond
- Onderhoudsvrij Hygiene Lifetime-fiter
- Grote oppervlakken moeiteloos stofzuigen met actieradius van 11 m
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie – 890 W

EAN: 4002516555971 / Materiaalnummer: 12033910 /
Oud Materiaalnummer: 41KRF513CE

Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Blizzard CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SKRF5
Kleur apparaat	Grafietgrijs
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Silence System	•
Zuigbuis	Comfort-zuigbuis (telescopisch)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
Comfort-snoerhaspel	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nominaal vermogen in W	890
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Vierpunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	11
Snoerlengte in m	7,5
Filtersysteem	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	Hygiëne Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	2,0
Veiligheid	
Vergrendelingsysteem voor zuigmond en handgreep	•
Technische gegevens	
Maximaal vermogen in W	890
Volume in dB	76,0
Breedte in mm	515
Hoogte in mm	310
Gewicht in kg	8,4
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerde reliëfborstel los
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Zuigmond SBD 660-3	•
Reinigingsborstel	Nee