

Blizzard CX1 Red
Stofzuiger zonder zak
met EcoTeQ Plus-zuigmond voor energiezuinig stofzuigen en een goede reiniging.



- Bijzonder efficiënt en grondig door AirTeQ-zuigmond
- Onderhoudsvrij Hygiene Lifetime-fiter
- Grote oppervlakken moeiteloos stofzuigen met actieradius van 11 m
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie – 890 W

EAN: 4002516555988 / Materiaalnummer: 12033930 /
Oud Materiaalnummer: 41KRF530CE

| | |
|--|---------------------------------|
| Model | |
| Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak | • |
| Productnaam | Blizzard CX1 |
| Motorvariant | PowerLine |
| Typeaanduiding | SKRF5 |
| Kleur apparaat | Mangorood |
| Reiniging | |
| Vortex-technologie | • |
| Bedieningsgemak | |
| Elektronische zuigkrachtregeling | Draaiknop met 4 standen |
| Ergonomische draagbeugel | • |
| Ergonomische handgreep | • |
| Silence System | • |
| Zuigbuis | Comfort-zuigbuis (telescopisch) |
| Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen | • |
| Parkeersysteem voor het opbergen | aan 1 kant |
| Comfort-snoerhaspel | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Nominaal vermogen in W | 890 |
| Mobiliteit | |
| Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien | • |
| Vierpunts-zwenksysteem | • |
| Actieradius in m | 11 |
| Snoerlengte in m | 7,5 |
| Filtersysteem | |
| ComfortClean | • |
| Uitblaasfilter | Hygiëne Lifetime-filter |
| Inhoud stofzuigerzak in l | 2,0 |
| Veiligheid | |
| Vergrendelingsysteem voor zuigmond en handgreep | • |
| Technische gegevens | |
| Maximaal vermogen in W | 890 |
| Volume in dB | 76,0 |
| Breedte in mm | 515 |
| Hoogte in mm | 310 |
| Gewicht in kg | 8,4 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Driedelige accessoires | geïntegreerde reliëfborstel los |
| Meubelzuigmond | • |
| Kierenborstel | • |
| Zuigmond SBD 660-3 | • |
| Reinigingsborstel | Nee |