

Blizzard CX1 Flex  
Stofzuiger zonder zak  
met EcoTeQ Plus-zuigmond voor energiezuinig stofzuigen en een goede reiniging.



- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie – 890 W
- Flexibele kierenzuiger voor het reinigen van nissen en hoekjes
- Onderhoudsvrij Hygiene Lifetime-fiter

EAN: 4002516556121 / Materiaalnummer: 12033990 /  
Oud Materiaalnummer: 41KRF531CE

<b>Model</b>	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Blizzard CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SKRF5
<b>Model en design</b>	
Kleur	Lotuswit
<b>Reiniging</b>	
Vortex-technologie	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Silence System	•
Zuigbuis	Comfort-zuigbuis (telescopisch)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
Comfort-snoerhaspel	•
<b>Mobiliteit</b>	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Vierpunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	11
Snoerlengte in m	7,5
<b>Filtersysteem</b>	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	Hygiëne Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	2,0
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingsysteem voor zuigmond en handgreep	•
<b>Technische gegevens</b>	
Vermogen	890
Volume in dB	77,0
Breedte in mm	515
Hoogte in mm	310
Gewicht in kg	8,4
Nominaal vermogen in W	890
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Driedelige accessoires	geïntegreerde reliëfborstel los
Meubelzuigmond	•
Kierenborstel	•
Extra lange, flexibele kierenzuiger SFD 20	•
Zuigmond SBD 660-3	•
Reinigingsborstel	Nee