

Blizzard CX1 Cat & Dog Flex
Stofzuiger zonder zak
met omvangrijk pakket accessoires voor vrijwel elk reinigingsprobleem.



- Turboborstel verwijdt alle haren en pluizen
- Bijzonder efficiënt en grondig door AirTeQ-zuigmond
- Maximale luchthygiëne dankzij HEPA Lifetime-filter
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie – 890 W

EAN: 4002516556145 / Materiaalnummer: 12034010 /
Oud Materiaalnummer: 41KCF533CE

Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Blizzard CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SKCF5
Kleur apparaat	Grafietgrijs
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Eco Comfort-handgreep met geïntegreerde reliëfborstel	•
Silence System	•
Zuigbuis	Comfort-zuigbuis (telescopisch)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan 1 kant
Comfort-snoerhaspel	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nominaal vermogen in W	890
Mobiliteit	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Vierpunts-zwenksysteem	•
Actieradius in m	11
Snoerlengte in m	7,5
Filtersysteem	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	HEPA Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	2,0
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Technische gegevens	
Maximaal vermogen in W	890
Volume in dB	76,0
Breedte in mm	515
Hoogte in mm	310
Gewicht in kg	8,7
Meegeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerde reliëfborstel los
Extra lange, flexibele kierenzuiger SFD 20	•
Meubelzuigmond XXL SPD 20	•
Zuigmond SBD 660-3	•
Turboborstel	STB 305-3
Turboborstel STB 305-3	•
Reinigingsborstel	Nee