

APWD 325

Gebruik

voor de behandeling van slangen van tandheelkundige lachgassedatiesystemen.



- Gelijktijdige behandeling van max. 5 dubbele slangensets mogelijk
- Met adapterset voor veilige aansluiting op het injectorsysteem
- Betrouwbare binnen-/buitenreiniging en droging van de slangen
- Parallele behandeling patiëntenmaskers in zeefschal E 146 mog.
- Behoud van grote capaciteit voor meer instrumenten per charge

EAN: 4002516610908 / Materiaalnummer: 12036420 / Oud Materiaalnummer: 68632500D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Silicone
Kleur	Roestvast staal, grijs
Toepassing	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	132
Buitenmaat, nettobreedte in mm	324
Buitenmaat, nettodiepte in mm	379
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	335
Buitenmaat, brutodiepte in mm	380
Nettogewicht in kg	2,23
Brutogewicht in kg	2,62