

APWD 326

Adapter

Uitbr.set met adapters voor dubbele slangen van tandheelkundige lachgassystemen



- Bevat 2 adapters
- Uitbreidingsset voor APWD 325

EAN: 4002516611011 / Materiaalnummer: 12036440 / Oud Materiaalnummer: 68632600D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Adapter	•
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof, Silicone
Kleur	Roestvast staal, grijs
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	65
Buitenmaat, nettobreedte in mm	40
Buitenmaat, nettodiepte in mm	78
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	110
Nettogewicht in kg	0,46
Brutogewicht in kg	0,51