

APWD 328

Gebruik

Uitbreidingsset voor de behandeling van tandheelkundige lachgassystemen.

EAN: 4002516611028 / Materiaalnummer: 12036450 / Oud Materiaalnummer: 68632800D



- Capaciteitsuitbreiding tot in totaal max. 5 sets dubbele slangen
- 5 stuks klem- en draaibare platen

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	77
Buitenmaat, nettobreedte in mm	90
Buitenmaat, nettodiepte in mm	100
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	110
Nettogewicht in kg	0,26
Brutogewicht in kg	0,32