


APWD 329

Gebruik

voor de behandeling van tandheelkundige speekselzuigers.



- Geschikt voor max. 80 tandheelkundige speekselzuigers
- 80 vakken van elk 18 x 18 mm
- Maaswijdte bodem 8 x 8 mm

EAN: 4002516596080 / Materiaalnummer: 12036470 / Oud Materiaalnummer: 69632900D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8581	•
PG 8591	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Spenen [aantal]	80
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	223
Buitenmaat, nettobreedte in mm	223
Buitenmaat, nettodiepte in mm	80
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	0,57
Brutogewicht in kg	0,71