

KWF 1000

IntensiveClear

Waterfilter met actieve kolen voor MasterCool F 1xxx/ F 2xx1/ KF 1xxx/ KF 2xx1

- voor een duidelijk verbeterde waterkwaliteit
- Geniet van zuiver water en neutrale ijsblokjes
- filtert zwevende stoffen en geurstoffen uit leidingwater
- Om de 6 maanden vervangen voor behoud van de filtercapaciteit

EAN: 4002516578338 / Materiaalnummer: 12073500 /
Oud Materiaalnummer: 38996034EU1