

APST 002/1

WiFi-dongle-key

voor eenvoudige verbinding van sterilisatoren met wifi.



- Gemakkelijk aan te sluiten op USB-poort van het apparaat
- Overdracht van procesgegevens aan een apparaat met WiFi

EAN: 4002516677215 / Materiaalnummer: 12141160 / Oud Materiaalnummer: 68900012D

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Productcategorisatie</b>           |           |
| Kleine sterilisatoren                 | •         |
| <b>Accessoires bij apparatuur</b>     |           |
| PST 1710                              | •         |
| PST 1720                              | •         |
| PST 2210                              | •         |
| PST 2220                              | •         |
| <b>Productcategorie</b>               |           |
| Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie | •         |
| <b>Producteigenschappen</b>           |           |
| Materiaal                             | Kunststof |
| Kleur                                 | Zwart     |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>          |           |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm         | 9         |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm        | 16        |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm         | 30        |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm         | 12        |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm        | 80        |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm         | 120       |
| Nettogewicht in kg                    | 0,00      |
| Brutogewicht in kg                    | 0,01      |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>     |           |
| CE                                    | •         |
| RoHS-richtlijn                        | •         |
| FCC                                   | •         |