

APLW 870

Injectorsproeierset

met steun, voor de reiniging van sedimentkegels (Imhoff-kegels).



- Set bestaande uit 4 speciale inspuiters met houders
- Max. diameter 120 mm, max. hoogte 470 mm
- Voor gebruik met de apart verkrijgbare injectormodule A 300/2
- Voor gebruik met de apart verkrijgbare injectormodule A 300/3
- Voor gebruik met de apart verkrijgbare injectormodule A 620
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516638124 / Materiaalnummer: 12151110 /

Oud Materiaalnummer: 69687000D

## Productcategorisatie

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria       | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |

## Accessoires bij apparatuur

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

## Productcategorie

Inspuiter

## Producteigenschappen

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Materiaal                                   | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur                                       | Roestvast staal, Zwart     |
| Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem | •                          |

## Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk

## Capaciteit

Maatcilinders [aantal] 4

## Afmetingen en gewicht

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 85   |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 175  |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 290  |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 100  |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 180  |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 300  |
| Nettogewicht in kg             | 0,39 |
| Brutogewicht in kg             | 0,56 |